

ETIQUETTE TEMOIN DE STERILISATION

UTILISATION : Témoignage visuel de la stérilisation, l'encre changeant de couleur à la stérilisation

Application des encres témoin de stérilisation sur une étiquette de traçabilité destinée à être posée sur un carton rentrant dans un cycle de stérilisation. Généralement il est accompagné d'un repiquage d'un code à Barre et mentions de traçabilité

Cette solution innovante répond au besoin croissant des contrôles qualité et de traçabilité des productions pour un coût limité.

NORME : répond à la norme **ISO 11140-1** (prend en compte le support complet : papier/adhésif/encres)

TYPE D'ENCRE : Révélateur témoin de Stérilisation à la Stérilisation **VAPEUR / STEAM**
 Révélateur témoin de Stérilisation à la stérilisation **OXYDE D'ETHYLENE / DE**
Plusieurs couleurs sont disponibles : BLEU / ROSE / VERT / ... → révélateur MARRON /GRIS

Les 2 encres peuvent être appliquées ensemble ou séparément sur une même étiquette générique

VARIANTE de PRESENTATION :

Possibilité d'imprimer en même temps un LOGO + Adresse + texte et décor divers en quadri ou ton direct
 Possibilité de numérotation de l'étiquette


Avantages de l'étiquette avec ENCRE TEMOIN DE STERILISATION


<i>Moins de matériaux</i>	<i>Elimine le besoin d'utiliser des témoins de stérilisation sur chaque produit</i>
<i>Facilité de gestion</i>	<i>Gestion et contrôle visuel des produits stérilisés ou non</i>
<i>Contrôle qualité</i>	<i>Réduit le nombre de composant à vérifier</i>
<i>Economique</i>	<i>S'imprime directement sur l'étiquette de traçabilité</i>
<i>Le support</i>	<i>Support papier + adhésif compatible stérilisation Vapeur et DE</i>
<i>Application</i>	<i>Utilise une étiqueteuse automatique standard</i>

GROUP
STRATUS
 PACKAGING

vous présente

L'étiquette témoin de stérilisation

Témoin de stérilisation Oxyde d'Ethylène
 Si gris/marron : stérilisé → 

Témoin de stérilisation vapeur
 Si gris/marron : stérilisé → 

Propriété Stratus Packaging